




 **medisa**
americas

NANO UCI

Cuna pediátrica

Medisa Americas

Cuauhtémoc 152-A Col. Tizapán Álvaro Obregón
CP 01090 CDMX, México
info@medisa-americas.com

**Fabricante
Medical Ibérica**

C/ Lanzahíta, nº 6- Polígono Industrial Albarreja 28946,
Fuenlabrada, Madrid, España

ESTRUCTURA

Estructura fabricada en tubo de acero con revestimiento epoxy. Incorporación de cuatro soportes que permiten la adaptación de accesorios (palo de suero, mosquitero, etc.) Cuatro parachoques situados en las esquinas del somier, integrados en el mismo, lo que evita daños estructurales y reduce el espacio necesario.

Base cubierta de ABS termoplástico que protege los mecanismos y permite una fácil limpieza. Dispone de una zona para depositar las pertenencias del paciente y botellas de oxígeno.

MANEJO

Ajuste de las secciones mediante una manivela especialmente diseñada para un funcionamiento sin esfuerzo. Trendelemburg y antitrendelemburg ($\pm 7^\circ/18^\circ$) neumático de sencillo accionamiento a través de palanca. Pedal situado en dos lados de la cama para ajustar la altura. Sistema de freno centralizado y servo-direccionado de diámetro de 125 mm, integrado en la estructura, lo que facilita el proceso de limpieza y desinfección de la misma.

Accionamiento de freno mediante pedal con sistema indicador de 3 posiciones (freno total, freno direccional y freno liberado)

SEGURIDAD

Barandillas deslizables desde un solo punto, con un sistema central con descenso amortiguado. Ajustable en 7 posiciones. La altura de las barandillas desde la estructura es de 62,5 cm

Visión periférica 360° gracias a sus barandillas realizadas en material transparente, libres de espacios para evitar atrapamientos. La cuna modelo Nano está fabricada bajo la directiva 93/42/CEE. Dispone de todas las distancias de seguridad entre la articulación de las secciones para evitar desplazamientos.

CONFORD

Cuatro módulos independientes realizados en material compacto HPL, resistente a la humedad y al impacto.

